

Поликлональное Антитело Кролика Против Nxf1 Для Вб И Ифа — Q9Ubu9

Артикул: CM0029590



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого NXF1 (TAP/MEX67), подходит для вестерн-блотирования и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований экспорта мРНК и ядерного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NXF1 кроличье пАт
Примечания/псевдонимы	TAP; MEX67; NXF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10482
GeneID	10482
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого NXF1 (NP_006353.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBU9
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодовой пакет