

## Поликлональные Антитела Против Nxt2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npj8

Артикул: CM0015571

### введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого NXT2 (экспортный белок 2, родственный NTF2). Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Необходимый инструмент для изучения ядерного экспорта мРНК и белков.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NXT2 кролик pAb                                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | P15-2; NXT2                                                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)          | 55916                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 55916                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-180 человеческого NXT2 (NP_061168.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q9NPJ8                                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 16кДа                                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                                                          |