

Поликлональное Антитело Против Ny-Eso-1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P78358

Артикул: CM0026725



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого NY-ESO-1 (STAG1), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА. Идеально подходит для исследований раково-тестикулярных антигенов, так как NY-ESO-1 экспрессируется при различных типах рака и в ткани яичка. Получено против аминокислот 1-100.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NY-ESO-1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	STAG; ESO1; CT6.1; STAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1485
ID гена	1485
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого NY-ESO-1 (NP_001318.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78358
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодовая упаковка