

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Ny-Eso-1 Для Wb, Elisa - P78358

Артикул: CM0002683



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого раково-тестикулярного антигена NY-ESO-1 (CTAG1). Валидировано для применения в WB и ELISA, обнаруживает полосу 18 кДа, подходит для исследований в онкологии и иммунодиагностике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NY-ESO-1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1485
GeneID	1485
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NY-ESO-1 (P78358)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78358
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	Сумка со льдом