

Поликлональное Антитело Anti-Oaf Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Ud1

Артикул: CM0014758

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий OAF, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с OAF мыши и крысы. Подходит для вирусологических исследований и протеомных приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OAF Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NS5ATP13TP2; OAF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	220323
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-150 человеческого OAF (NP_848602.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q86UD1
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом