

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Oas1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P00973

Артикул: CM0015205



введение

Поликлональное кроличье антитело к OAS1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Обнаруживает человеческий OAS1 с перекрёстной реактивностью к белкам мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врождённого противовирусного иммунитета и пути 2-5A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело OAS1 pAb
Примечания/синонимы	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4938
Идентификатор гена	4938
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого OAS1 (NP_058132.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P00973
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом