

Кроличья Поликлональная Антитело Против Oas3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K5

Артикул: CM0026785



введение

Кроличья поликлональная антитело против OAS3, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований врожденного иммунитета и противовирусных исследований. Молекулярная масса белка — 121 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OAS3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	p100; p100OAS; OAS3
Вид	Человек
GeneID (человек)	4940
GeneID	4940
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 320–620 человеческого OAS3 (NP_006178.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6K5
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	Холодильный пакет