


Кроличья Поликлональная Анти-Oasl Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15646

Артикул: CM0022738



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого OASL (2'-5'-олигоаденилатсинтетаза-подобный белок), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным OASL. Идеально для исследований противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	OASL Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OASL; OASLd; TRIP-14; TRIP14; p59 OASL; p59-OASL; p59OASL; 2'-5'-олигоаденилатсинтетаза-подобный белок
Вид	Человек
ID гена	8638
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого OASL (NP_003724.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15646
Молекулярная масса белка	29кДа/43кДа/59кДа
Условия доставки	В пакете со льдом