

Анти-Oat Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04181

Артикул: CM0026423



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого OAT (SWISS P04181). Валидированы для WB, IHC-P, IP и ELISA. Обнаруживают OAT у человека, мыши и крысы. Подходят для изучения метаболизма аминокислот и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	OAT кролик pAb
Примечания/Псевдоним	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4942
ID гена	4942
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04181
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом