

Антитело Кролика Против Oat3 (Поликлональное) Для Иф/Ицц, Ифа - Q8Tcc7

Артикул: CM0024439

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого OAT3, валидированное для ИФ/ИЦЦ и ИФА. Обнаруживает базолатеральный транспортер органических анионов SLC22A8, критически важный для исследований почечного выведения лекарств и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OAT3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OAT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9376
ID гена	9376
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 32-123 человеческого OAT3 (NP_004245.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TCC7
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом