

Кроличья Поликлональная Анти-Oat3/Slc22A8 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Tcc7

Артикул: CM0025497

введение

Это кроличье поликлональное антитело специфически детектирует человеческий белок OAT3/SLC22A8. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, нацелено на аминокислоты 443-542. Идеально для исследований почечных транспортеров и распределения лекарств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к OAT3/SLC22A8
Примечания/Альтернативные названия	OAT3; OAT3/SLC22A8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9376
GeneID	9376
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 443-542 человеческого OAT3/SLC22A8 (NP_004245.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TCC7
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	В сумке со льдом