

Анти-Oaz1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P54368

Артикул: CM0029780



введение

OAZ1 Кроличья поликлональная антитело, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с Human, Mouse, Rat. Регулирует метаболизм полиаминов и деградацию ODC. Рекомбинантный иммуноген. ~25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OAZ1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AZ1; AZI; OAZ; OAZ1
Вид	Человек
ID гена	4946
Имуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-68 человеческого OAZ1 (NP_004143.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54368
Молекулярный вес белка	~25 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент