

Поликлональное Антитело Кролика Против Оса2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q04671

Артикул: CM0027603

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого белка OCA2/P, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований меланогенеза, пигментации и цвета глаз. Доставляется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против OCA2
Примечания/Альтернативные названия	P, BEY, PED, BEY1, BEY2, BOCA, EYCL, HCL3, EYCL2, EYCL3, SHEP1, D15S12, OCA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4948
GeneID	4948
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого белка OCA2 (NP_000266.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q04671
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	В пакете со льдом