

Моноклональные Антитела К Окклюдину Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Артикул: CM0007506



введение

Кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого Окклюдина (Q16625). Валидированы для WB, IF-P, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения биологии плотных контактов и механизмов проникновения вируса гепатита С (HCV).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Окклюдин, кроличьи мАт
Примечания/Псевдоним	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Окклюдин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	100506658
ID гена	100506658
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 405-522 человеческого Окклюдина (NP_001192183.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16625
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент