

Моноклональное Антитело Против Окклюдина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16625

Артикул: CM0009469



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Окклюдина (Q16625). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Нацелено на плотный контактный белок; реагирует с человеческим, мышиным, крысиным.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Окклюдин кролика mAb
Примечания/Псевдоним	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Окклюдин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	100506658
ID гена	100506658
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16625
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом