

Кроличыи Поликлональные Антитела К Окклюдину Для Вб, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ифа - Q16625

Артикул: CM0030566



введение

Кроличыи поликлональные антитела к окклюдину, валидированные для ВБ, IF/ICC, IF-P, ИHC-P, ИФА с перекрестной реактивностью к белку плотных контактов человека, мыши и крысы для исследований параклеточной проницаемости и проникновения ВГС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Окклюдин кролик pAb
Примечания/Синонимы	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Вид	Человек
GeneID (человек)	100506658
GeneID	100506658
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 400-522 человеческого окклюдина (NP_002529.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16625
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Холодильный пакет