

Поликлональное Антитело Против Ociad1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nx40

Артикул: CM0017808

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого OCIAD1, валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований стволовых клеток и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OCIAD1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54940
GeneID	54940
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-245 человеческого OCIAD1 (NP_060300.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NX40
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В пакете со льдом