

Поликлональное Антитело Против Ociad2 Для Вестерн-Блоттинга - Q56Vl3

Артикул: CM0015620

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело OCIAD2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA на образцах человека. Идеально для исследований сборки митохондриального комплекса III и сигналинга STAT3.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к OCIAD2, кролик
Примечания/Альтернативные названия	OCIAD2
Вид	Человек
GeneID	132299
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-99 человеческого белка OCIAD2 (NP_689611.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q56VL3
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом