

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ocrl Для Вб И Ифа - Q01968

Артикул: CM0022459



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого OCRL (Q01968), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает OCRL человека, мыши и крысы; идеально подходит для изучения метаболизма инозитолфосфата, эндосомального траффика и цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OCRL Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; OCRL
Вид	Человек
ID гена (человек)	4952
ID гена	4952
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого OCRL (NP_001578.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01968
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодильный пакет