

Поликлональное Антитело Кролика Против Ocrl Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q01968

Артикул: CM0020931



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий OCRL (Q01968). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Детектирует инозитолполифосфат-5-фосфатазу, участвующую в эндосомальном трафике и функции ресничек. Подходит для исследований синдрома Лоу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] OCRL Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	LOCRL; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4952
ID гена	4952
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого OCRL (NP_001578.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01968
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	В пакете со льдом