

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Odc1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P11926

Артикул: CM0008415



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ODC1 (орнитиндекарбоксилазы), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживает полосу на уровне ~51 кДа. Идеально подходит для изучения биосинтеза полиаминов и клеточной пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ODC1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4953
GeneID	4953
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ODC1 (P11926).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11926
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка со льдом