

Кроличье Поликлональное Антитело Против Odc1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P11926

Артикул: CM0019532



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ODC1 (орнитиндекарбоксилаза), валидированное для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Идеально подходит для исследований биосинтеза полиаминов и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ODC1
Примечания/Альтернативные названия	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	4953
ID гена	4953
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого ODC1 (NP_002530.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11926
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С холодильным элементом