

Поликлональное Антитело Против Odf1 Для Вб И Ифа - Q14990

Артикул: CM0022713

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ODF1 для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирующее с мышиными и крысиными гомологами, подходит для исследования внешних плотных волокон хвоста сперматозоида и сперматогенеза, молекулярная масса белка 28 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ODF1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4956
GeneID	4956
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-180 человеческого ODF1 (NP_077721.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14990
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумуляторами холода