

Поликлональные Антитела Против Odf2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q5Bjf6

Артикул: CM0016524

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ODF2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают ODF2 человека, мыши и крысы (~95 кДа).
Подходят для исследования centrosom/центриолей и хвоста сперматозоидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к ODF2
Примечания/Алиасы	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4957
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 630-829 человеческого ODF2 (NP_702911.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5BJF6
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	С охлаждающими элементами