


Моноклональное Антитело Против Ogdh Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q02218

Артикул: CM0003151



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому OGDH, подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований цикла Кребса и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к OGDH
Примечания/алиасы	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Вид реагента	Человек
GeneID (человек)	4967
GeneID	4967
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 869–1023 человеческого OGDH (NP_002532.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02218
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Холодовой пакет