

Поликлональное Антитело Anti-Ogdh Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q02218

Артикул: CM0030231



введение

OGDH Rabbit pAb — это поликлональное антитело для детекции 2-оксоглутаратдегидрогеназы E1 (OGDH) в образцах человека, мыши, крысы методами Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Подходит для исследований цикла Кребса и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OGDH Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	E1k; E1o; KGD1; OGDH; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4967
GeneID	4967
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 148-427 белка OGDH человека (NP_001003941.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02218
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом