

Поликлональное Антитело К Ogfr Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Nzt2

Артикул: CM0025478



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий OGFR (рецептор опиоидного фактора роста). Подходит для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований регуляции роста и опиоидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OGFR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11054
GeneID	11054
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 358-482 человеческого OGFR (NP_031372.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZT2
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом