


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ogg1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Артикул: CM0017670



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому OGG1 (8-оксогуанин-ДНК-гликозилазе). Валидированы для методов WB, IHC-P, ELISA. Взаимодействуют с белками человека, мыши и крысы. Используются в исследованиях репарации ДНК, нацеленных на N-гликозилазу/ДНК-лиазу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к OGG1
Примечания/Синонимы	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4968
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-345 человеческого OGG1 (NP_002533.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15527
Молекулярная масса белка	39 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом