


Моноклональное Антитело Anti-Ogt Для Вестерн-Блоттинга, Ифа, Chip - O15294

Артикул: CM0005656



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против O-GlcNAc-трансферазы (OGT), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФА и ChIP, с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Идеально подходит для изучения O-GlcNAc-гликозилирования, регуляции хроматина и инсулиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OGT Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Вид	Человек
GeneID (человек)	8473
GeneID	8473
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 947-1046 человеческого OGT (O15294).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15294
Молекулярный вес белка	117 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент