


Поликлональные Антитела Против Anti-Ola1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ntk5

Артикул: CM0016822



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого OLA1 (DOC45, GTPBP9). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований в области онкологии и изучения клеточного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OLA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	DOC45, GBP45, GTBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
Вид	Человек
GeneID	29789
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-310 человеческого OLA1 (NP_037473.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NTK5
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом