

Анти-Olfm3 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Olfm3 Кролик Rab

Артикул: CM0019311

введение

Поликлональные анти-OLFM3 антитела, полученные от кролика против синтетического пептида мыши OLFM3. Подходят для обнаружения OLFM3 методом Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OLFM3 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	B230206G02Rik; OLFM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	229759
ID гена	229759
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 мыши OLFM3 (NP_694797.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка со льдом