

Кроличья Поликлональная Антитело К Olfm4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Ux06

Артикул: CM0014623

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого OLFM4, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает OLFM4 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследования рака и изучения клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OLFM4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GC1; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOLF4; UNQ362; bA209J19.1; OLFM4
Вид	Человек
GeneID (человек)	10562
GeneID	10562
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 211-510 человеческого OLFM4 (NP_006409.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6UX06
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом