

Моноклональное Антитело Против Olig1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tak6

Артикул: CM0002173

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Olig1 (Q8TAK6). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает Olig1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области глиогенеза, развития олигодендроцитов и биологии глиомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Olig1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BHLNB6; BHLNE21; Olig1
Вид	Человек
GeneID	116448
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 172-271 человеческого Olig1 (Q8TAK6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TAK6
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом