

Моноклональное Антитело Против Olig2 Для Вб, Иф, Игх, Ифа — Q13516

Артикул: CM0008064

введение

Кроличье моноклональное антитело к Olig2, валидированное для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА. Обнаруживает эндогенный уровень Olig2 у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований олигодендроцитов, моторных нейронов и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Olig2
Примечания/алиасы	BHLNB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Вид	Человек
GeneID (человек)	10215
GeneID	10215
Иммуноген	Синтетический пептид человеческого Olig2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13516
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодильный пакет