

Моноклональное Антитело Против Olig2 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13516

Артикул: CM0010971

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого OLIG2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Подходит для изучения спецификации олигодендроцитов и мотонейронов, глиогенеза и глиомогенеза. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Olig2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10215
GeneID	10215
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 168-323 человеческого OLIG2 (NP_005797.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13516
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом