

Поликлональное Антитело Anti-Olig2 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q13516

Артикул: CM0014733

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому Olig2, подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Выявляет Olig2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейроразвития и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Olig2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BHLHB1, OLIGO2, RACK17, PRKCBP2, bHLHe19, Olig2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10215
Идентификатор гена	10215
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-80 человеческого Olig2 (NP_005797.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13516
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом