

Кроличье Моноклональное Антитело Против Olig2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q13516

Артикул: CM0010100

введение

Кроличье моноклональное антитело Olig2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует эндогенный белок Olig2 человека, мыши и крысы (~32 кДа). Необходимо для исследований развития олигодендроцитов и мотонейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против Olig2
Примечания/Альтернативные названия	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10215
GeneID	10215
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 белка Olig2 человека (Q13516).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13516
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом