

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Olig3 Для Wb, Elisa - Q7Rtu3

Артикул: CM0002831

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Olig3, фактора транскрипции спецификации нейронов спинного мозга. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований транскрипции в нейронах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Olig3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	167826
ID гена	167826
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 173-272 человеческого Olig3 (Q7RTU3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7RTU3
Молекулярный вес белка	29kDa
Доставка	Сумка со льдом