

Поликлональное Антитело Против Olr1 Для Wb, Elisa — P78380

Артикул: CM0019370



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого OLR1 (LOX-1). Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам человека и мыши. Идеально подходит для исследований атеросклероза и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OLR1
Примечания/синонимы	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Вид	Человек
Идентификатор гена	4973 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 58-273 человеческого OLR1 (NP_002534.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P78380
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент