

Анти-OLr1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - P78380

Артикул: CM0014440



введение

Обнаружьте окисленный рецептор ЛПНП 1 (OLR1/LOX-1) с помощью этих поликлональных кроличьих антител, валидированных для WB и ELISA. Подходят для исследований атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Перекрестная реакция с мышинным OLR1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	OLR1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4973
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого OLR1 (NP_002534.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P78380
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом