

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Oma1 Для Wb И Elisa — Q96E52

Артикул: CM0019428

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого OMA1 — митохондриальной металлопротеазы, участвующей в контроле качества и апоптозе. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриальной динамики и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OMA1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; пептидаза; 2010001009Rik; OMA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	115209
GeneID	115209
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 421–520 человеческого OMA1 (NP_660286.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96E52
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом