

Анти-Oma1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q96E52

Артикул: CM0015988

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против OMA1, митохондриальной металлопротеазы, необходимой для контроля качества и реакции на стресс. Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OMA1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; пептидаза; 2010001O09Rik; OMA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	115209
GeneID	115209
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96E52
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом