

Поликлональные Антитела Против Онкомодулина-2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0Ce71

Артикул: CM0019740

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого онкомодулина-2 (ОМ, ОСМ, ОСМ2). Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследований кальций-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ОСМ2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ОМ; ОСМ; ОСМ2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4951
GeneID	4951
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-109 человеческого ОСМ2 (NP_006179.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P0CE71
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом