

Поликлональное Антитело Против Onecut1 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Ubc0

Артикул: CM0015350

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ONECUT1 (HNF6), подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA. Валидировано на человеке, мыши и крысе. Актуально для исследований транскрипции генов печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ONECUT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HNF6; HNF-6; HNF6A; ONECUT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3175
GeneID	3175
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 167-292 человеческого ONECUT1 (NP_004489.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBC0
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В пакете со льдом