


Кроличье Моноклональное Антитело К Ора1 Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O60313

Артикул: CM0009704



введение

Кроличье моноклональное антитело к ОРА1, валидированное для методов WB, IP, IF/ICC, IF-P и ELISA. Иммуноген: человеческий ОРА1, перекрестная реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований митохондриального слияния, ремоделирования крист и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ОРА1
Примечания/Синонимы	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDP514
Вид	Человек
GeneID (человек)	4976
GeneID	4976
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-573 человеческого ОРА1 (NP_056375.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60313
Молекулярная масса белка	108-118 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом