


Анти-Opa1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60313

Артикул: CM0025167



введение

Валидированное анти-OPA1 кроличье поликлональное антитело для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный, крысиный OPA1 (~112 кДа), митохондриальный GTPазу, подобную динамину, которая необходима для слияния внутренней мембраны и ремоделирования крист.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OPA1 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDP514; OPA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4976
GeneID	4976
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-600 человеческого OPA1 (NP_056375.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60313
Молекулярный вес белка	112кДа
Доставка	Сумка со льдом