

Поликлональные Антитела Против Ора3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H6K4

Артикул: CM0026290

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ОРА3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Подходят для исследования функции митохондрий и зрительной атрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ОРА3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MGA3; ОРА3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80207
GeneID	80207
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-179 человеческого ОРА3 (NP_079412.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H6K4
Молекулярный вес белка	20 кДа
Доставка	Сумка со льдом