

Поликлональное Антитело Против Orsm1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14982

Артикул: CM0030945



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на OPCML (опиоид-связывающий белок/молекулу клеточной адгезии, член семейства IgLON 1). Подходит для применений в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Ожидаемая молекулярная масса: 38 кДа. Идеально для исследований в нейронауках и изучения клеточной адгезии - Q14982.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к OPCML, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	OPCM; OVCAM; IGLON1; OPCML
Вид	Человек
GeneID	4978
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 246-345 человеческого OPCML (NP_002536.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14982
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В сумке со льдом