

Кроличье Моноклональное Антитело К Oprd1 Для Вб, Ифа - P41143

Артикул: CM0004571



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому OPRD1 (дельта-опиоидному рецептору). Подходит для применения в вестерн-блоттинге и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Необходимо для изучения восприятия боли и опиоидной анальгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к OPRD1
Примечания/Алиасы	DOP; DOR; DOR1; OPRD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4985
GeneID	4985
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого OPRD1 (P41143).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41143
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С хладагентом