

Кроличья Поликлональная Антитело Против Oprd1 Для Wb, Elisa - P41143

Артикул: CM0030049



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий OPRD1 (дельта-опиоидный рецептор), валидированная для Вестерн-блота и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области нейронауки и изучения боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против OPRD1
Примечания/Альясы	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4985
ID гена	4985
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-372 человеческого OPRD1 (NP_000902.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41143
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом